

Каталог ІФА реактивів
компанії *LDN*[®]

Версія 2.1



Київ 2026

Зміст

1.	Біогенні аміни	3
1.1.	Катехоламіни в плазмі і в сечі	3
1.2.	Метанефрини в плазмі і в сечі	4
1.3.	Гістамін, серотонін, мелатонін	5
1.4.	5-ГИУК, кінуренін, глутамат, ГАМК, триптофан	6
2.	Ендокринологія	7
2.1.	Чоловічі статеві гормони	7
2.2.	Жіночі статеві гормони	8
2.3.	Метаболізм	9
2.4.	Мінерально-сольовий баланс	10
2.5.	Гормони щитовидної залози	11
2.6.	Пухлинні маркери	12
2.7.	Маркери захворювань	12
2.8.	Набори для визначення в слині	13
2.9.	Набори для досліджень	14
3.	Безпечність харчових продуктів	16
4.	Реагенти до ІФА наборів	17
	Наші контакти	18

1.1. Катехоламіни в плазмі і в сечі

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
1	BA E-6100	Адреналін, експрес метод	Adrenaline, Fast Track	Екстракція і ацилювання 65 хв; ІФА 3 год.	0/0.45 - 240 нг/мл	10 мкл сечі, 300 мкл плазми	96
2	BA E-6200	Норадреналін, експрес метод	Noradrenaline, Fast Track	Екстракція і ацилювання 65 хв; ІФА 3 год.	0/2.25 – 1200 нг/мл	10 мкл сечі, 300 мкл плазми	96
3	BA E-6300	Допамін, експрес метод	Dopamine, Fast Track	Екстракція і ацилювання 65 хв; ІФА 3 год.	0/7.5 - 4000 нг/мл	10 мкл сечі, 300 мкл плазми	96
4	BA E-6500	Два катехоламіна (адреналін, норадреналін), експрес метод	2-CAT (adrenaline, noradrenaline), Fast Track	Екстракція і ацилювання 65 хв; ІФА 3 год.	Адр.: 0/0.45 – 240 нг/мл; Нор.: 0/2.25 – 1200 нг/мл	10 мкл сечі, 300 мкл плазми	2x96
5	BA E-6600	Три катехоламіна (адреналін, норадреналін, допамін), експрес метод	3-CAT (adrenaline, noradrenaline, dopamine) Fast Track	Екстракція і ацилювання 65 хв; ІФА 3 год.	Адр.: 0/0.45 – 240 нг/мл; Нор.: 0/2.25 – 1200 нг/мл; Доп: 0/7.5 - 4000 нг/мл	10 мкл сечі, 300 мкл плазми	3x96

1.2. Метанефрини в плазмі і сечі

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
6	BA E-8100	Метанефрін в плазмі, експрес метод	Metanephrine Plasma, Fast Track	Підготовка зразків 15 хв.; наступного дня ІФА	0/36 – 3 600 пг/мл	500 мкл плазми	96
7	BA E-8200	Норметанефрін в плазмі, експрес метод	Normetanephrine Plasma, Fast Track	Підготовка зразків 15 хв.; наступного дня ІФА	0/48 - 4 800 пг/мл	500 мкл плазми	96
8	BA E-8300	Два метанефріна (метанефрін, норметанефрін) в плазмі, експрес метод	2-MET Plasma, Fast Track	Підготовка зразків 15 хв.; наступного дня ІФА	Мет: 0/36 – 3 600 пг/мл Нор: 0/48 - 4 800 пг/мл	500 мкл плазми	2x96
9	BA E-8400	Метанефрін в сечі, експрес метод	Metanephrine Urine, Fast Track	Гідроліз та ацилювання 45 хв; ІФА 1 год.	0/20 – 2 000 нг/мл	25 мкл сечі	96
10	BA E-8500	Норметанефрін в сечі, експрес метод	Normetanephrine Urine, Fast Track	Гідроліз та ацилювання 45 хв; ІФА 1 год.	0/30 - 3 000 нг/мл	25 мкл сечі	96
11	BA E-8600	Два метанефріна (метанефрін, норметанефрін) в сечі, експрес метод	2-MET Urine, Fast Track	Гідроліз та ацилювання 45 хв; ІФА 1 год.	Мет: 0/20 – 2 000 нг/мл Нор: 0/30 – 3 000 пг/мл	25 мкл сечі	2x96

1.3. Гістамін, серотонін, мелатонін

№	Кат. номер	Назва українською	Назва англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
12	BA E-1000	Гістамін	HISTAMINE	Ацилювання 1 год. 30 хв.; наступного дня ІФА	0/0.3 - 30 нг/мл	10 мкл сечі , 25 мкл плазми	96
13	BA E-8900	Серотонін, експрес метод	SEROTONIN Fast Track	Ацилювання 15 хв; ІФА 1 год.	0/15 - 2 500 нг/мл	25 мкл сироватки, сечі, тромбоцитів	96
14	BA E-3300	Мелатонін	Melatonin	Екстракція 15 хв.; наступного дня ІФА, 2 год. 40 хв.	0 / 3.0 – 300 пг/мл	500 мкл сироватки або плазми	96

1.4. 5-ГИУК, кінуренін, глутамат, ГАМК, триптофан

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
15	BA E-1900	5-Гідроксиіндо-лоцтова кислота	5-HIAA	Підготовка зразків 20 хв; ІФА 2 год. 30 хв.	0/0.5 - 50 мг/л	50 мкл сечі	96
16	BA E-2200	Кінуренін	Kynurenine	Підготовка зразків та похідних 30хв; наступного дня ІФА, 1 год.	0/100 - 10 000 нг/мл	250 мкл сироватки або плазми	96
17	BA E-2400	Глутамат	Glutamate	Екстракція і дериватизація зразків 2 год. 30хв; наступного дня ІФА, 1 год.	0/0.6 – 60 мкг/мл	100 мкл сечі	96
18	BA E-2500	Гамма-аміномасляна кислота	GABA	Екстракція і дериватизація зразків 2 год. 30хв; наступного дня ІФА, 1 год.	0/75 - 7500 нг/мл	100 мкл сечі	96
19	BA E-2700	Триптофан	Tryptophan	Підготовка зразків 2 год. 30 хв; наступного дня ІФА	0/2.5 - 250 мкг/л	20 мкл сечі, плазми або сироватки	96

1. Біогенні аміни

Зміст

2.1. Чоловічі статеві гормони

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
20	AA E-1000	Андростендіон	Androstenedione	1 год. 10 хв.	0/0.1 – 10 нг/мл	25 мкл сироватки	96
21	AA E-1100	Дегідроепіандростерон сульфат	DHEA-S	45 хв.	0/0.005 – 10 нг/мл	25 мкл сироватки	96
22	AA E-1200	Глобулін, що зв'язує статеві гормони	SHBG	1 год.	0/3 – 300 нмоль/л	20 мкл сироватки	96
23	AA E-1300	Тестостерон	Testosterone	1 год. 15 хв.	0/0.1 – 10 нг/мл	50 мкл сироватки	96
24	AA E-1500	Андростендіола-глюкоронід	Androstenediol - Glucuronide	45 хв.	0/0.25 – 50 нг/мл	50 мкл сироватки	96
25	AA E-1600	Дегідроепіандростерон	DHEA	1 год. 15 хв.	0/0.37 – 30 нг/мл	20 мкл сироватки	96
26	AA E-1800	Вільний тестостерон	Free Testosterone	1 год. 15 хв.	0/0,1-60 мкг/мл	25 мкл сироватки	96
27	AA E-1900	Дигідротестостерон	DHT	2 год.	0/25 – 2500 пг/мл	25 мкл сироватки	96

2.2. Жіночі статеві гормони

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
28	FR E-2000	Естрадіол	Estradiol	1 год. 10 хв.	0/10 – 32 00 пг/мл	50 мкл сироватки	96
29	FR E-2100	Вільний естріол	Free Estriol	1 год. 30 хв.	0/0.3 – 40 нг/мл	10 мкл сироватки	96
30	FR E-2300	Естрон	Estrone	1 год. 20 хв.	0/15 – 2000 пг/мл	50 мкл сироватки	96
31	FR E-2500	Прогестерон	Progesterone	1 год. 20 хв.	0/0.3 – 60 нг/мл	25 мкл сироватки	96
32	FR E-2700	Прегненолон	Pregnenolone	1 год. 10 хв.	0/0.1 – 25.6 нг/мл	50 мкл сироватки	96
33	FR E-2800	17-ОН Прогестерон	17-OH-Progesterone	1 год. 10 хв.	0/0.15 – 20 нг/мл	50 мкл сироватки	96
34	FR E-2900	Антимюллерів гормон (АМГ)	Anti-Müllerian Hormone (AMH)	1 год. 15 хв.	0/0.4 - 20 нг/мл	25 мкл сироватки або плазми	96

2.3. Метаболізм

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
35	ME E-0100	С-пептид	C-Peptide	1 год. 45 хв.	0/0.3 – 16 нг/мл	50 мкл сироватки	96
36	ME E-0200	Гормон росту людини	Growth Hormone HGH	1 год. 45 хв.	0/1 – 50 нг/мл	20 мкл сироватки	96
37	ME E-0300	Лептін	Leptin Human	2 год. 20 хв.	0/0.5 – 50 нг/мл	50 мкл сироватки	96
38	ME E-0400	Білок 1, що зв'язує інсуліноподібний фактор росту	IGFBP-1	1 год. 15 хв.	0/1 – 180 мкг/л	20 мкл сироватки	96
39	ME E-0500	Інсуліноподібний фактор росту	IGF-1	3 год. 45 хв.	0/5-600 нг/мл	200 мкл сироватки	96
40	ME E-0900	Інсулін	Insulin	1 год. 15 хв.	0/6.25-100 мкМОд/мл	25 мкл сироватки або плазми	96

2.4. Мінерально-сольовий баланс

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
41	MS E-5000	Кортизол	Cortisol	1 год.	0/0.5 – 60 мкг/дл	20 мкл сироватки	96
42	MS E-5100	Кортизол сечі	Cortisol Urine	1 год. 15 хв.	0/ 10 - 500 нг/мл	10 мкл сечі	96
43	MS E-5200	Альдостерон	Aldosterone	1 год. 15 хв.	0/20 – 2000 пг/мл	50 мкл сироватки, плазми або розведеної сечі	96
44	MS U-5200	Альдостерон сечі (Додатковий набір)	Aldosterone Urine (Supplementary Kit)	Додатковий набір до MS E-5200 для аналізу в сечі			96
45	MS E-5300	Ренін активний	Active Renin	3 год. 15 хв.	0/4-128 пг/мл	50 мкл плазми	96
46	MS E-5400	Кортикостерон	Corticosterone ELISA	1 год. 15 хв.	0/5-240 нмоль/л	20 мкл сироватки або плазми	96
47	MS E-5600	Активність реніна плазми	Plasma Renin Activity (PRA)	3 год. 20 хв.	0/0.2 - 60 нг/мл	500 мкл плазми	96
48	MS E-5800	25-ОН Вітамін Д (загальний)	25-OH-Vitamin D (total)	1 год. 45 хв.	0/4 - 130 нг/мл	25 мкл сироватки або плазми	96

2.5. Гормони щитовидної залози

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
49	TF E-2000	Тиреотропний гормон	TSH	1 год. 15 хв.	0/0.25-15 мМОд/мл	50 мкл сироватки	96
50	TF E-2100	Вільний трийодтиронін	FT3	1 год. 15 хв.	0/1 – 40 пг/мл	25 мкл сироватки	96
51	TF E-2200	Вільний тироксин	FT4	1 год. 15 хв.	0/1-100 пг/мл	25 мкл сироватки	96
52	TF E-2300	Трийодтиронін	T3	1 год. 15 хв.	0/0.2-10 нг/мл	50 мкл сироватки	96
53	TF E-2400	Тироксин	T4	45 хв.	0/1-32 мкг/мл	20 мкл сироватки	96
54	TF E-2500	Зворотний трийодтиронін	Reverse T3	1 год. 15 хв.	0/0,02-2 нг/мл	25 мкл сироватки	96

2.6. Пухлинні маркери

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
55	TM E-9000	Хромогранін	Chromogranin A	90 хв.	0/50-1500 нг/мл	25 мкл сироватки або плазми	96

2.7. Маркери захворювань

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
56	DM E-4600	С-реактивний білок високочутливий	CRP high-sensitive	1 год.	0/100 – 10000 нг/мл	20 мкл розведеної сироватки (1:20)	96
57	IL E -3000	Інтерлейкін людини 1β	Human Interleukin-1β (IL-1β)	2 год. 30 хв.	0 пг/мл- 17 пг/мл	200 мкл сироватки/плазми	96
58	IL E-3100	Фактор некрозу пухлини людини α (ФНП-α)	Human Tumor Necrosis Factor α (TNF-α)	4 год. 15 хв.	4.6 - 12.4 пг/мл	200 мкл сироватки	96
59	IL E -3200	Інтерлейкін людини-6	Human Interleukin-6	2 год. 15 хв.	0-50 пг/мл	100 мкл сироватки	96

2.8. Набори для визначення в слині

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
60	SA E-6000	Кортизол в слині	Cortisol Saliva	1 год. 30 хв.	0/0.1 - 30 нг/мл	50 мкл слини	96
61	SA E-6100	Тестостерон в слині	Testosterone Saliva	1 год. 30 хв.	0/10 - 1000 пг/мл	100 мкл слини	96
62	SA E-6200	Естрадіол в слині	Estradiol Saliva	1 год. 10 хв.	0/1 - 100 пг/мл	100 мкл слини	96
63	SA E-6300	Прогестерон в слині	Progesterone Saliva	1 год. 15 хв.	0/10 - 5000 пг/мл	100 мкл слини	96
64	SA E-6400	17-ОН прогестерон в слині	17-OH-Progesterone Saliva	1 год. 15 хв.	0/10 - 1000 пг/мл	25 мкл слини	96
65	SA E-6500	Дегідроепіандростерон сульфат в слині	DHEA-S Saliva	30 хв.	0/0.2 - 12 нг/мл	50 мкл слини	96
66	SA E-6800	Імуноглобулін А в слині	IgA Saliva	30 хв.	0/6,9-400	50 мкл слини	96
67	SA E-7000	Дегідроепіандростерон в слині	DHEA Saliva	1 год. 20 хв.	0/10 - 1440 пг/мл	50 мкл слини	96
68	SA E-7100	Естрон в слині	Estrone Saliva	1 год. 15 хв.	0/3 – 333 пг/мл	100 мкл	96

2.9. Набори тільки для досліджень (1)

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
69	AR E-8000R	Тестостерон Миша/щур	Testosterone Mouse/Rat	1 год. 30 хв.	0/0.1 - 25 нг/мл	10 мкл сироватки або плазми	96
70	AR E-8100R	Кортикостерон Миша / Щур	Corticosterone Mouse/Rat	2 год. 30 хв.	0/15 - 2250 нг/мл	10 мкл сироватки або плазми	96
71	AR E-8300R	Естрон-3-сульфат Кінський	Estrone-3-Sulfate Equine	2 год.	0/5 - 1000 нг/мл	20 мкл сироватки	96
72	AR E-8500R	Тиреотропний гормон Собака	TSH Canine	2 год. 30 хв.	0/0.2 - 5.2 нг/мл	100 мкл сироватки або плазми	96
73	AR E-8600R	Тиреотропний гормон Щур	TSH Rat	Підготовка зразків 30 хв.; наступного дня ІФА	0/2.5 - 80 нг/мл	25 мкл сироватки	96
74	AR E-8700R	Прогестерон Миша/щур	Progesterone Mouse/Rat	1 год. 30 хв.	0/0.4 - 100 нг/мл	25 мкл сироватки або плазми	96
75	AR E-8800R	Естрадіол Щур	Estradiol Rat	3 год. 30 хв.	0/5 - 1280 пг/мл	75 мкл сироватки	96
76	DM E-4800R	Вазоактивний кишковий поліпептид	VIP	1х30хв., 1х60 хв., 2х30 хв.	0-800 пг/мл	75 мкл EDTA плазма	96
77	ME E-0600R	Глюкагон	Glucagon	1х60хв., 1х30хв., 1х15хв	0-352 пг/мл	100 мкл EDTA плазма	96

* - ПДВ - 20%

2. Ендокринологія

Зміст

www.novamedline.com

2.9. Набори тільки для досліджень (2)

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
78	BA E-1100R	Секреція гістаміну (Додатковий набір)	Histamine Release (Supplementary kit)	Ацилювання 1 год.30 хв.; наступного дня ІФА	0/0.3 - 30 нг/мл	10 мкл сечі 25мкл плазми	96
79	BA E-1000R	Гістамін	Histamine	1х45 хв., 1х15 хв., 1х3 г., 1х30 хв.	сеча 0.91 – 125 нг/мл, плазма 0,32-50 нг/мл	25 мкл плазми, 10 мкл сечі, 50 мкл супернатант	96
80	BA E-5100R	Адреналін високочутливий	Adrenaline high sensitive	Екстракція і ацилювання 4 год.; наступного дня ІФА	0/0.5 - 80 нг/мл	1 - 750 мкл, всі біол. рідини	96
81	BA E-5200R	Норадреналін високочутливий	Noradrenaline high sensitive	Екстракція і ацилювання 4 год.; наступного дня ІФА	0/0.2 - 32 нг/мл	1 - 750 мкл, всі біол. рідини	96
82	BA E-5300R	Допамін високочутливий	Dopamine high sensitive	Екстракція і ацилювання 4 год.; наступного дня ІФА	0/0.5 - 80 нг/мл	1 - 750 мкл, всі біол. рідини	96
83	BA E-5400R	Два катехоламіна (адреналін, норадр.) високочутливий	2-CAT (A-N) high sensitive	Екстракція і ацилювання 4 год; наступного дня ІФА	Адр.:0/0.5 -80нг/мл; Нор.: 0/0.2 - 32 нг/мл	1 - 750 мкл, всі біол. рідини	2х96
84	BA E-5600R	Три катехоламіна (адреналін, норадр., допамін) високочутл.	3-CAT high sensitive	Екстракція і ацилювання 4 год.; наступного дня ІФА	Адр., Доп.: 0/0.5-80 нг/мл; Нор: 0/0.2 – 32 нг/мл	1 - 750 мкл, всі біол. рідини	3х96
85	BA E-5800R	Гістамін для різних видів тварин	Histamine Multispecies	Ацилювання 1 год. 30 хв.; наступного дня ІФА	0/0.5 - 50 нг/мл	10 мкл, всі біолог. рід.	96
86	BA E-5900R	Серотонін високочутливий	Serotonin high sensitive	Підготовка зразків 30 хв.; наступного дня ІФА	0/0.015 – 2.5 нг/мл	1 - 100 мкл всі біол. рідини.	96
87	DS U-2200R	Набір для збору сечі	Urine collection device set				25

* - ПДВ - 20%

[Зміст](#)

2. Ендокринологія

www.novamedline.com

3. Безпечність харчових продуктів

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Час аналізу	Діапазон	Об'єм зразку	Визначень
88	FC E-3100	Гістамін в продуктах харчування ІФА	Histamine Food ELISA	Підготовка і ацилювання зразків, 1 год. 15 хв.	Діапазон залежить від виду зразка	1 г рибного борошна; 10 г свіжої риби, ковбаси, сиру; 10 мкл молока; 20 мкл вина	96
89	FC B-3100	Гістамін в продуктах харчування ІФА великий формат	Histamine Food ELISA Bulk	Підготовка і ацилювання зразків, 1 год. 15 хв.	Діапазон залежить від виду зразка	1 г рибного борошна; 10 г свіжої риби, ковбаси, сиру; 10 мкл молока; 20 мкл вина	10x96
90	FC E-3600	Гістамін у морепродуктах, експрес метод ІФА	HISTASURE™ ELISA Fast Track	Підготовка і ацилювання зразків; 25 хв.	0/3.0 – 300 мкг/мл	10 г свіжої риби, замороженої риби, консервованої риби, рибної страви.	48
91	FC B-3600	Гістамін в морепродуктах, експрес метод, великий формат ІФА	HISTASURE™ ELISA Bulk	Підготовка і ацилювання зразків; 25 хв.	0/3.0 – 300 мкг/мл	10 г свіжої риби, замороженої риби, консервованої риби, рибної страви.	10x48
92	FC E-3900	Гістамін у морепродуктах, оптимізований експрес метод, формат XL ІФА	HISTASURE™ XL ELISA FAST TRACK	Підготовка і ацилювання зразків; 25 хв	0/3.0 - 300 мкг/мл	10 г свіжої риби, замороженої риби, консервованої риби, рибної страви.	480

* - ПДВ - 20%

[Зміст](#)

3. Безпечність харчових продуктів

www.novamedline.com

4. Реагенти до наборів ІФА

№	Кат. номер	Назва українською	Назва Англійською	Об'єм/ Визначень
93	BA R-0050	Буфер налаштування	Adjustment Buffer	4 мл
94	BA R-6614	Кофермент	Coenzyme	4 мл
95	BA R-6615	Фермент	Enzyme	4 мл
96	BA R-6618	Планшет для екстракції	Extract Plate	2x48

* - ПДВ - 7%

4. Реагенти до наборів ІФА

[Зміст](#)

Наші контакти

**ТОВ «НОВАМЕДЛАЙН» /
«NOVAMEDLINE» LLC**

вул. Омеляновича-Павленка, 19 А,
офіс 1, м. Київ, 01010, Україна

Тел. / Tel : + 380 44 223 83 18

Тел. / Tel : + 380 50 381 39 70

Факс / Fax: + 380 44 254 22 52

info@novamedline.com

www.novamedline.com


Labor Diagnostika Nord GmbH & Co.KG

Am Eichenhain 1,
48531 Nordhorn, Germany

Tel: + 49 5921 8197-101

Fax: + 49 5921 8197-222

info@ldn.de www.ldn.de



Зміст